















КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТОВ И АКСЕССУАРОВ

ЭЛЕКТРОДЫ МОНОПОЛЯРНЫЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	РАЗМЕРЫ L – длина электрода, которая выходит из электродержателя	МАТЕРИАЛ
ЭЛЕКТРОД ШАРОВОЙ 	C1140	L-28мм, Ø4мм	сталь
	C1142	L-28мм, Ø6мм	сталь
	C1141	Удлинённый L-80мм, Ø4мм	сталь
	C1143	Удлинённый L-82мм, Ø6мм	сталь
ЭЛЕКТРОД ПЕТЛЯ 	C1112	L-25мм, Ø5мм	вольфрам Ø0,2мм
	C1113	L-28мм, Ø8мм	вольфрам Ø0,2мм
	C1101	L-25мм, Ø5мм	вольфрам Ø0,5мм
	C1102	L-28мм, Ø8мм	вольфрам Ø0,5мм
	C1103	L-30мм, Ø10мм	вольфрам Ø0,5мм
	C1104	Удлинённый L-80мм, Ø5мм	вольфрам Ø0,5мм
	C1105	Удлинённый L-84мм, Ø10мм	вольфрам Ø0,5мм
	C1106	Удлинённый L-86мм, Ø12мм	вольфрам Ø0,5мм

ЭЛЕКТРОД ПЕТЛЯ ОВАЛ			
	C1108	L-30мм, 4x10мм	вольфрам Ø0,5мм
	C1107	Удлинённый L-84мм, 4x10мм	вольфрам Ø0,5мм
ЭЛЕКТРОД ПЕТЛЯ РОМБ			
	C1172	L-30мм, 5x10мм	вольфрам Ø0,2мм
	C1173	L-32мм, 6x12мм	вольфрам Ø0,2мм
ЭЛЕКТРОД ИГОЛЬЧАТЫЙ			
	C1120	L-40мм	вольфрам Ø0,3мм
	C1123	L-42мм	вольфрам Ø0,4мм
	C1124	L-52мм	вольфрам Ø0,5мм
	C1125	L-52мм	вольфрам Ø0,7мм
	C1126	L-52мм	вольфрам Ø0,8мм
	C1121	Удлинённый L-106мм	вольфрам Ø0,8мм
ЭЛЕКТРОД ИГОЛЬЧАТЫЙ ИЗОГНУТЫЙ			
	C1127	L-52мм, угол 45°	вольфрам Ø0,8мм
ЭЛЕКТРОД ЛЕЗВИЕ			
	C1130	L-34мм, сечение 0,5x3мм	сталь
	C1131	Удлинённый L-104мм, сечение 0,5x3мм	сталь

ЭЛЕКТРОД ЛЕЗВИЕ ИЗОГНУТЫЙ		C1132	L-34мм, угол 45 ⁰ сечение 0,5x3мм	сталь
ЭЛЕКТРОД ПУГОВКА ИЗОГНУТЫЙ		C1161	L-41мм, угол 45 ⁰ Ø10мм	сталь
ЭЛЕКТРОД ПУГОВКА		C1160	L-41мм, Ø10мм	сталь
ЭЛЕКТРОД ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ		C1122	Игольчатый (остроконечный) L-52мм	вольфрам Ø0,5мм, изоляция - фторопласт
		C1150	Стержневой (тупоконечный) L-52мм	вольфрам Ø0,5мм, изоляция - фторопласт
ЭЛЕКТРОД ПАРУС		C1109	L-130мм, угол 20 ⁰	вольфрам, Ø0,5мм, изоляция – фторопласт
		C1110	L-130мм, угол 30 ⁰	вольфрам, Ø0,5мм, изоляция – фторопласт
		C1111	L-130мм, угол 40 ⁰	вольфрам, Ø0,5мм, изоляция – фторопласт
ЭЛЕКТРОД ТРЕУГОЛЬНИК		C1167	L-28мм, 10x10x10мм	вольфрам Ø0,5мм
ЭЛЕКТРОД СТЕРЖНЕВОЙ ИЗОГНУТЫЙ (ДЛЯ ТОРОКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ)		C1151	L-184мм, угол 30 ⁰	сталь, изоляция- фторопласт